


Anticorpo Policlonal Anti-MacroH2A.1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075367

Número do item: CM0021307



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra macroH2A.1 (H2AFY), uma variante de histona envolvida na repressão transcricional, na inativação do X e no metabolismo de NAD⁺. Validado para WB, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] macroH2A.1 Rabbit pAb
Observações/alias	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	9555
ID do gene	9555
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 123–372 da macroH2A.1 humana (NP_613258.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	075367
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo