


Anticorpo Policlonais Anti-Mad1L1 Para Wb, Elisa - Q9Y6D9

Número do item: CM0020113



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MAD1L1 humana para WB e ELISA; reage cruzadamente com rato. Adequado para pesquisa de ponto de verificação da montagem do fuso, segregação cromossômica e sinalização do ponto de verificação mitótico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAD1L1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1L1
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	8379
GeneID	8379
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de MAD1L1 humana (NP_003541.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9Y6D9
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo