


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mad1/Mad1L1 Para Wb, Elisa - Q9Y6D9

Número do item: CM0010956



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao MAD1/MAD1L1 humano (MAD1, TXBP181), validado para Western blot e ELISA. Detecta MAD1 humano e de rato; ideal para pesquisa do ponto de verificação do fuso mitótico e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MAD1/MAD1L1
Observações/Apelido	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8379
GeneID	8379
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9Y6D9
Peso Proteico	83kDa
Envio	Em saco de gelo