


Anticorpo Policlonal Anti-Mad2B/Mad2L2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI95

Número do item: CM0013781



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAD2B/MAD2L2 (REV7) humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Útil para estudos de resposta a danos no DNA e do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra MAD2B/MAD2L2
Observações/alias	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10459
GeneID	10459
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9UI95
Peso da proteína	24 kDa
Envio	Embalagem de gelo