


## Anticorpo Policlonal Anti-Mad2B/Mad2L2 Para Wb - Q9Ui95

Número do item: CM0026857



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAD2B/MAD2L2 (REV7), validado para WB e ELISA em humanos e camundongos. Esta proteína do ponto de verificação do fuso mitótico está envolvida no reparo de danos ao DNA e na síntese translesão.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MAD2B/MAD2L2 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Alias   | REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 10459                                                                                                                           |
| GeneID              | 10459                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-211 de MAD2B/MAD2L2 humana (NP_006332.3) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                              |
| SWISS               | Q9Ui95                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 24kDa                                                                                                                           |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                    |