


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mad2L1Bp Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15013

Número do item: CM0002860



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra MAD2L1BP humano (p31(comet)), validado em IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para pesquisas sobre ponto de verificação do fuso e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAD2L1BP Rabbit mAb
Observações/Apelido	CMT2; MAD2L1BP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9587
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15013
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo