

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mad2/Mad2L1 Para Wb, Elisa - Q13257

Número do item: CM0003058



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-MAD2/MAD2L1 para aplicações em WB e ELISA. Projetado para detectar MAD2A humano, uma proteína crítica do ponto de verificação do fuso mitótico. Adequado para pesquisa do ciclo celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MAD2/MAD2L1
Observações/Apelido	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4085
ID do Gene	4085
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-150 do MAD2/MAD2L1 humano (Q13257).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13257
Peso Proteico	24kDa
Envio	Em saco de gelo