

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Mad2/Mad2L1 Para Wb, Elisa - Q13257

Número do item: CM0023365



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAD2/MAD2L1 humano, uma proteína do ponto de verificação do fuso mitótico. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAD2/MAD2L1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4085
GeneID	4085
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-205 de MAD2/MAD2L1 humano (NP_002349.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13257
Peso Proteico	24kDa
Envio	Saco de gelo