

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mad3/Mxd3 Para Wb, Elisa - Q9Bw11

Número do item: CM0002718

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MAD3/MXD3 humana, validado para WB e ELISA. Reconhece um repressor transcricional de 23 kDa que antagoniza a atividade de MYC, adequado para pesquisa em câncer e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAD3/MXD3 mAb de Coelho
Observações/Alias	MYX; MAD3; BHLHC13; MAD3/MXD3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	83463
GeneID	83463
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-190 de MAD3/MXD3 humana (Q9BW11)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9BW11
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo