

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Maf1 Para Wb, Elisa - Q9H063

Número do item: CM0015668



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-MAF1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Tem como alvo o MAF1 humano e de camundongo, um repressor da transcrição da RNA polimerase III. Peso molecular previsto 29kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MAF1; homólogo MAF1
Espécie	Humano
ID do Gene	84232
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-256 do MAF1 humano (NP_115648.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H063
Peso Proteico	29kDa
Remessa	Saco de gelo