


Anticorpo Policlonal Anti-Mafa Para Wb E Elisa - Q8Nhw3

Número do item: CM0022342



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MAFA validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo. Tem como alvo o fator de transcrição MafA (37 kDa), envolvido na expressão do gene da insulina. Adequado para pesquisas sobre diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MAFA Rabbit pAb
Observações/Alíás	INSDM; hMafA; RIPE3b1; MAFA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	389692
GeneID	389692
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 269-353 da MAFA humana (NP_963883.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q8NHW3
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo