

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Maff Para Wb E Elisa - Q9Ulx9

Número do item: CM0017895

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-MAFF detecta o fator de transcrição humano Maff, validado para Western blotting e ELISA. Adequado para pesquisas sobre regulação gênica, expressão do receptor de ocitocina e respostas ao estresse celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAFF Coelho pAb
Observações/Apelido	U-MAF; hMaff; MAFF
Espécie	Humano
ID do Gene	23764
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 75-164 do MAFF humano (NP_036455.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9ULX9
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de Gelo