

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mafk Para Wb, Elisa - O60675

Número do item: CM0022641

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao fator de transcrição humano MafK (NF-E2 p18), validado para WB e ELISA. Útil para o estudo da regulação transcricional e diferenciação eritroide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAFK Rabbit pAb
Observações/Alias	P18; NFE2U; MAFK
Espécie	Humano
ID do Gene	7975
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-50 da MAFK humana (NP_002351.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60675
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)