

## Anticorpo Monoclonal Anti-Mag Para Wb, Elisa - P20916

Número do item: CM0010473

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a glicoproteína associada à mielina (MAG/Siglec-4a). Validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência e mielinização.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MAG Rabbit mAb                                                                                                                 |
| Observações/Apelido | GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 4099                                                                                                                           |
| GeneID              | 4099                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético   Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MAG humano (P20916). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                       |
| SWISS               | P20916                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 69kDa                                                                                                                          |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                   |