

## Anticorpo Policlonal Anti-Mag (Glicoproteína Associada À Mielina) Para Wb E Elisa - P20916

Número do item: CM0025248

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MAG humano (glicoproteína associada à mielina, Siglec-4a). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e mielinização.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MAG Rabbit pAb                                                                                                     |
| Observações/Apelido | GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 4099                                                                                                               |
| GeneID              | 4099                                                                                                               |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-220 do MAG humano (P20916) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                           |
| SWISS               | P20916                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 69kDa                                                                                                              |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                    |