


Anticorpo Monoclonal Anti-Mage-1/Mage1A Para Wb E Elisa - P43355

Número do item: CM0003661



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para MAGE-1/MAGE1A, validado para Western blotting e ELISA. Reconhece MAGE-1 humano e de camundongo, um antígeno de câncer/testículo envolvido na regulação transcricional e na imunidade tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-MAGE-1/MAGE1A
Observações/Alias	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4100
GeneID	4100
Imunógeno	Peptídeo Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-309 do MAGE-1/MAGE1A humano (P43355).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P43355
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)