


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Mage-1/Mage1A Para Wb - P43355

Número do item: CM0030314



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra MAGE-1/MAGE1A (MAGEA1) humano para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece um antígeno de câncer/testículo expresso em melanoma, pulmão e carcinoma de mama, mas não em tecidos normais, exceto testículo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAGE-1/MAGE1A Rabbit pAb
Observações/Alias	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4100
GeneID	4100
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-309 da MAGE-1/MAGE1A humana (NP_004979.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P43355
Peso da Proteína	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo