


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Magea11 Para Wb, Elisa - P43364

Número do item: CM0015779



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho Anti-MAGEA11 para WB, ELISA. Detecta o MAGEA11 humano (antígeno 11 associado ao melanoma), um coregulador do receptor androgênico expresso em cânceres e tecidos normais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAGEA11 Rabbit pAb
Observações/Alias	CT1.11, MAGE11, MAGE-11, MAGEA-11, MAGEA11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4110
ID do Gene	4110
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da MAGEA11 humana (NP_005357.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43364
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo