


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Magea4 Para Wb, Elisa - P43358

Número do item: CM0016277



introdução

MAGEA4 pAb de Coelho (P43358) para WB & ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Reconhece o antígeno 4 associado ao melanoma de 35 kDa. Para pesquisa em câncer e estudos de ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAGEA4 pAb de Coelho
Observações/Alias	CT1.4; MAGE4; MAGE4A; MAGE4B; MAGE-41; MAGE-X2; MAGEA4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4103
GeneID	4103
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-317 da MAGEA4 humana (NP_002353.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43358
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo