

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Magea6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P43360

Número do item: CM0028583

introdução

MAGEA6 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC e ELISA, direcionado ao antígeno 6 associado ao melanoma (CT1.6) humano e de camundongo. Ideal para estudos de regulação da ubiquitina ligase e progressão tumoral, fornecido em formato líquido.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAGEA6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CT1.6, MAGE6, MAGE3B, MAGE-3b, MAGEA6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4105
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P43360
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo