

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Maged1/Nrage Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5V3

Número do item: CM0015269

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MAGED1/NRAGE, validado para WB, IHC-P, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para estudos de pesquisa sobre apoptose e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAGED1/NRAGE Rabbit pAb
Observações/Alias	NRAGE; DLXIN-1; MAGED1/NRAGE
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	9500
ID do Gene	9500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 635-834 da MAGED1/NRAGE humana (NP_001005333.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5V3
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo