


Anticorpo Policlonal Anti-Magohb Para Wb, Elisa - Q96A72

Número do item: CM0022907



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MAGOHB humano para Western blot e ELISA. Validado em humano e rato, este anticorpo suporta pesquisas sobre spliceossomo e decaimento sem sentido mediado por nonsense.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAGOHB Rabbit pAb
Observações/Apêndice	MGN2; mago; magoh; MAGOHB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55110
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-148 do MAGOHB humano (NP_060518.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96A72
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo