

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Magp-2/Mfap5 Para Wb, Elisa - Q13361

Número do item: CM0005664

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o MAGP-2/MFAP5 humano, validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a biologia da matriz extracelular, hematopoiese e pesquisa cardiovascular. Imunogênio recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAGP-2/MFAP5 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5; MAGP-2/MFAP5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8076
Imunogênio	Proteína recombinante do MAGP-2/MFAP5 humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13361
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo