

## Anticorpo Policlonal Anti-Magt1 Para Wb, Elisa - Q9H0U3

Número do item: CM0028427



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAGT1 humano (IAP, MagT1), validado para WB e ELISA. Subunidade acessória do complexo OST envolvida na N-glicosilação e no transporte de magnésio. Ideal para pesquisas sobre distúrbios de glicosilação e imunodeficiências.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MAGT1 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | IAP, XMEN, MRX95, OST3B, CDG1CC, PRO0756, SLC58A1, bA217H1.1, MAGT1                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 84061                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-220 do MAGT1 humano (NP_115497.4) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                    |
| SWISS               | Q9H0U3                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 38kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |