

Anticorpo Monoclonal Anti-Proteína Principal Do Vault (Lrp/Mvp) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14764

Número do item: CM0006139



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à proteína principal do vault humano (MVP/LRP), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre resistência a múltiplos fármacos e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-LRP/MVP
Observações/Apelido	LRP; VAULT1; LRP/MVP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9961
GeneID	9961
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-370 da LRP/MVP humana (NP_034146.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q14764
Peso da proteína	99 kDa
Envio	Bolsa de gelo