

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Major Vault Protein (Mvp) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14764

Número do item: CM0020251



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à Major vault protein (MVP/LRP) humana, validado para aplicações em Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com espécies humana e de camundongo; adequado para estudos de resistência múltipla a medicamentos e transporte nucleocitoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MVP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LRP, VAULT1, MVP
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	9961
ID do Gene	9961
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da MVP humana (NP_005106.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q14764
Peso da Proteína	99kDa
Envio	Bolsa de gelo