

Anticorpo Policlonal Anti-Mak Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20794

Número do item: CM0019913

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra MAK humano (RP62). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em biologia ciliar, espermatogênese e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MAK Rabbit pAb
Observações/Alias	RP62; MAK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4117
GeneID	4117
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 370-435 de MAK humano (NP_005897.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P20794
Peso da proteína	71 kDa
Envio	Bolsa de gelo