


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mak16 Para Wb, Elisa - Q9Bxy0

Número do item: CM0021414



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o homólogo MAK16 humano (RBM13, NNP78), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. A proteína nucleolar de 35 kDa sugere envolvimento na biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAK16 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RBM13; MAK16L; MAK16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84549
GeneID	84549
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-120 do MAK16 humano (NP_115898.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXY0
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo