

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Maml2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izl2

Número do item: CM0024261

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAML2 humana, um coativador transcricional Notch. Aplicável em WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece humano, camundongo e rato. Adequado para o estudo da sinalização Notch e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	MAML2 Rabbit pAb
Observações/Alias	MAM2; MAM3; MAM-3; MLL-MAML2; MAML2
Espécie	Humana
GeneID	84441 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético entre os aminoácidos 750-850 da MAML2 humana (NP_115803.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IZL2
Peso da Proteína	125kDa
Envio	Bolsa de gelo