

Anticorpo Policlonal Anti-Man2A1 Para Wb, Elisa - Q16706

Número do item: CM0014908

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MAN2A1, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo da biossíntese de N-glicanos e da função do aparelho de Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MAN2A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MANA2; MANII; GOLIM7; AMan II; MAN2A1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4124
GeneID	4124
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 865-1144 de MAN2A1 humana (NP_002363.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q16706
Peso da proteína	131 kDa
Envio	Bolsa de gelo