

## Anticorpo Policlonado Anti-Man2A2 Para Wb, Elisa - P49641

Número do item: CM0019610

### introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à alfa-manosidase 2x humana (MAN2A2). Validado para aplicações em Western blot e ELISA. Adequado para investigar o processamento de N-glicanos e vias de glicosilação associadas ao Golgi.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | MAN2A2 pAb de coelho                                                                                          |
| Observações/Apelidos | MANA2X; MAN2A2                                                                                                |
| Espécie              | Humano                                                                                                        |
| GeneID (Humano)      | 4122                                                                                                          |
| GeneID               | 4122                                                                                                          |
| Imunógeno            | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da MAN2A2 humana (NP_006113.2) |
| Origem               | Coelho                                                                                                        |
| Categoria            | Anticorpos Policlonados                                                                                       |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                        |
| SWISS                | P49641                                                                                                        |
| Peso da Proteína     | 131kDa                                                                                                        |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                 |