

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Man2B1 Para Wb, Elisa - 000754

Número do item: CM0028034

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAN2B1 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para estudar a função da alfa-manosidase lisossomal na degradação de glicoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAN2B1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MANB; LAMAN; MAN2B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4125
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 640-850 do MAN2B1 humano (NP_000519.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O00754
Peso Proteico	114kDa
Envio	Saco de Gelo