

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Manba Para Wb, Ihc-P, Elisa - O00462

Número do item: CM0021430

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho (pAb) MANBA validado para WB, IHC-P, ELISA em amostras humanas e de camundongo. Imunogênio recombinante. Ideal para estudar beta-manosidase em pesquisas lisossômicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MANBA pAb de Coelho
Observações/Apelido	MANB1; MANBA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4126
GeneID	4126
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-300 do MANBA humano (NP_005899.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O00462
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Saco com gelo