


Anticorpo Monoclonal Anti-Receptor Manose/Cd206 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22897

Número do item: CM0008934



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao Receptor Manose/CD206 humano (UniProt P22897). Adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Ideal para estudos de endocitose, reconhecimento de patógenos e biologia de macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-Receptor Manose/CD206 de coelho
Observações/Apelidos	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541i19.1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4360
GeneID	4360
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-1389 do Receptor Manose/CD206 humano (NP_002429.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P22897
Peso da Proteína	166kDa
Envio	Bolsa de gelo