


Anticorpo Policlonal Anti-Receptor De Manose/Cd206 Para Wb - P22897

Número do item: CM0026864



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao Receptor de Manose/CD206 (MRC1) humano, validado para WB, IF-P e ELISA. Adequado para estudos de endocitose de macrófagos, reconhecimento de patógenos e interações hospedeiro-vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Receptor de Manose/CD206
Observações/Apelido	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1; Receptor de Manose/CD206
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4360
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 610-860 do Receptor de Manose/CD206 humano (NP_002429.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P22897
Peso Proteico	166 kDa
Envio	Saco de gelo