

Anticorpo Policlonal Anti-Maob Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27338

Número do item: CM0024100



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Monoamina Oxidase B (MAOB) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para estudos de metabolismo de neurotransmissores e neurotoxinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Monoamina Oxidase B (MAOB) pAb de Coelho
Observações/Apelido	MAOB; Monoamina Oxidase B (MAOB)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4129
GeneID	4129
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-490 do MAOB humano (NP_000889.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27338
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo