

Anticorpo Policlonal Anti-Map1Lc3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H492

Número do item: CM0016331



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o MAP1LC3A humano, um marcador chave de autofagia. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de autofagia e estresse celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAP1LC3A Coelho pAb
Observações/Apelido	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84557
ID do Gene	84557
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MAP1LC3A humano (NP_115903.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H492
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo