

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Map1Lc3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H492

Número do item: CM0005137



introdução

A CamelBio fornece um anticorpo monoclonal de coelho anti-MAP1LC3A para estudos de autofagia, validado em WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, rato, rato; detecta proteína de 14kDa. Produto de catálogo para pesquisa e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho MAP1LC3A
Observações/Apelido	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84557
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 42-121 do LC3A humano (Q9H492).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9H492
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de Gelo