

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Map1Lc3A Para Wb, Ip, Elisa - Q9H492

Número do item: CM0002243



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MAP1LC3A validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em autofagia, direcionado ao marcador de autofagossomo LC3A.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAP1LC3A mAb de Coelho
Observações/Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84557
GeneID	84557
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da MAP1LC3A humana (Q9H492).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H492
Peso Proteico	14kDa
Envio	Bolsa de gelo