


Anticorpo Policlonal Anti-Map1Lc3B Para Wb, Elisa - Q9Gzq8

Número do item: CM0020949



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho MAP1LC3B validado para WB e ELISA com reatividade cruzada humana e de rato. Essencial para estudar autofagia, mitofagia e formação de autofagossomos em aplicações de pesquisa e IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho MAP1LC3B
Observações/Apelido	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	81631
Imunogênio	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-50 do MAP1LC3B humano (NP_073729.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9GZQ8
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de Gelo