

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Map1Lc3C Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bxw4

Número do item: CM0028759



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-MAP1LC3C validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com MAP1LC3C humano, de camundongo e rato, uma proteína chave relacionada à autofagia envolvida na xenofagia e agregafagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAP1LC3C pAb de Coelho
Observações/Alias	LC3C; ATG8J; MAP1LC3C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	440738
ID do Gene	440738
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-147 da MAP1LC3C humana (NP_001004343.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXW4
Peso da Proteína	17 kDa
Transporte	Bolsa de gelo