

Anticorpo Policlonal Anti-Map2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P11137

Número do item: CM0025492

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MAP2, adequado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Detecta MAP2 humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de neurociência envolvendo dinâmica de microtúbulos e arquitetura dendrítica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Espécie	Humano
ID do Gene	4133 (Humano)
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1510-1650 de MAP2 humano (NP_002365.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11137
Peso Molecular da Proteína	200 kDa
Envio	Bolsa de gelo