

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Map2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11137

Número do item: CM0015426

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao MAP2 humano. Imunógeno recombinante projetado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Para estudos de microtúbulos e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MAP2 pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 4133                                                                                                                     |
| ID do Gene          | 4133                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-118 do MAP2 humano (NP_002365.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                         |
| SWISS               | P11137                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 200kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                            |