


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Map2K4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P45985

Número do item: CM0012937



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAP2K4, validado para estudos de knockout (KO). Adequado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a via de sinalização MAPK/JNK ativada por estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado para KO] pAb de Coelho contra MAP2K4
Observações/Apelidos	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; K4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6416
ID do Gene	6416
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-399 de MAP2K4 humano (NP_003001.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45985
Peso da Proteína	44kDa
Transporte	Bolsa de gelo