


Anti-Map3K1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q13233

Número do item: CM0021718



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o MAP3K1 (MEKK1) para aplicações de Western blot, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Reage cruzadamente com MAP3K1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas de sinalização de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAP3K1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; MAP3K1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4214
GeneID	4214
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1400-1512 do MAP3K1 humano (NP_005912.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13233
Peso Proteico	164kDa
Envio	Saco de gelo