

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Map3K11 Para Wb, Elisa - Q16584

Número do item: CM0020517



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MAP3K11 (MLK3) humano. Adequado para detecção por Western blot e ELISA. Reconhece MAP3K11 de camundongo. Imunógeno de proteína recombinante (aa 140-260). Útil para estudar vias MAPK e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAP3K11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MLK3; PTK1; SPRK; MLK-3; MEKK11; MAP3K11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4296
GeneID	4296
Imunógeno	Proteína Recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-260 do MAP3K11 humano, NP_002410.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q16584
Peso Proteico	93kDa
Envio	Saco de gelo