


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Map3K14 (Nik) Para Wb/Elisa - Q99558

Número do item: CM0015540



introdução

Explore a sinalização não canônica de NF-κB com este anticorpo policlonal de coelho anti-MAP3K14 (NIK), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Essencial para pesquisas sobre resposta imune e organogênese linfóide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MAP3K14 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HS; NIK; HSNIK; FTDCR1B; MAP3K14
Espécie	Humano
ID do gene	9020
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 330-662 da MAP3K14 humana (NP_003945.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Rato
SWISS	Q99558
Peso molecular	104 kDa
Transporte	Bolsa de gelo