

Anticorpo Policlonal Anti-Map3K4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6R4

Número do item: CM0019696

introdução

Anticorpo policlonal de coelho MAP3K4 de alta qualidade para aplicações em WB, IHC-P e ELISA. Reage com MAP3K4 humano e de rato (aproximadamente 182 kDa, conforme predição). Ferramenta essencial para o estudo das vias de sinalização das MAP quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MAP3K4 Rabbit pAb
Observações/Alias	MTK1; MEKK4; MEKK 4; MAPKKK4; PRO0412; MAP3K4
Espécie	Humano
GeneID	4216
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-100 da MAP3K4 humana (NP_005913.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q9Y6R4
Peso da proteína	182 kDa
Transporte	Bolsa de gelo