

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Map3K4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6R4

Número do item: CM0003745

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo a MAP3K4 humana (MEKK4), uma quinase na via MAPK. Validado para WB, IHC-P e ELISA, ele apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Peso molecular 182kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho MAP3K4 (mAb)
Observações/Apelido	MTK1, MEKK4, MEKK 4, MAPKKK4, PRO0412, MAP3K4
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	4216
Imunogênio	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da MAP3K4 humana (Q9Y6R4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6R4
Peso Proteico	182kDa
Envio	Em saco de gelo