

Anticorpo Policlonais Anti-Map3K5 Para Wb, Elisa - Q99683

Número do item: CM0016450



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAP3K5/ASK1 (Q99683), validado para WB e ELISA. Detecta MAP3K5 humano, de camundongo e de rato, uma quinase chave na sinalização de estresse e apoptose. Ideal para pesquisa de sinalização celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MAP3K5 Rabbit pAb
Observações/Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; MAP3K5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4217
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-161 da MAP3K5 humana (NP_005914.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99683
Peso da Proteína	155kDa
Envio	Bolsa de gelo